

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование на продукта	марка	Количество	Работна характеристика на медицинките консумативи
1.	Мериленд биполярен форцепс	брой	6	Мериленд биполярен форцепс 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: средна, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,0 см.
2.	Форцепс Кадие	брой	5	Кадие форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: ниска, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 2,0 см.
3.	Монополярна закривена ножица	брой	6	Монополярни закривени ножици 8мм, за многократна употреба (10 употреби) , със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта:висока/ниска, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-38 градуса, челюстна дължина 1,3 см.
4.	Голям иглодържател	брой	4	Голям иглодържател 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща / отваряща сила на върха на челюстта: много висока, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 1,0 см.
5.	Стерилна обвивка за инструменти	кутия	9	Стерилна обвивка за инструменти, рамо за инструменти, със вграден стерилен пластмасов адаптор; с ивица определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20бр.
6.	Стерилна обвивка за рамо за камера	кутия	3	Стерилна обвивка за рамо за камера, със вграден стерилен пластмасов адаптор за каньола 12мм; с ивица определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20бр.

7.	Стерилна обвивка за камерата	кутия	3	Стерилна обвивка за камерата – закрепване със стерилна адхезивна лента – в 1 кутия има 20бр.
8.	Аксесоар, накрайник, предпазител	кутия	6	Аксесоар-накрайник, предпазител/капаче за върха на инструмента-закривената ножица вложка/ - диаметър 8мм - в 1 кутия има 10бр.

*\*\*Забележка: Медицинските консумативи следва да съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система: da Vinci Si или еквивалентна/и.*